

Piattaforma di gestione dello Screening Oncologico

Accettazione prestazione - Colon



• Accettazione prestazione (utente di laboratorio)

Accettazione prestazione (utente di laboratorio)

Cosa fa

5

- 1) Ricerca l'assistito o la lista di assistiti per cui dover accettare la prestazione
- 2) Esegue accettazione
- 3) Salva



- 1. Accedere al menu GESTIONE OPERATIVA SCREENING
- 2. Selezionare la voce Accettazione prestazioni

2

5

GOVE	ERNANCE \checkmark GESTIONE OPERATIVA SCREENING \land		1
	ASSISTITI		
	Elenco assistiti		
	Storico screening assistiti ACCETTAZIONE		
	Accettazione prestazioni		

Accettazione prestazione (utente di laboratorio)

Ricerca accettazione prestazioni



Selezionare il programma di screening, la struttura e il livello di screening

4

4



Accettazione prestazione (utente di laboratorio)

Se nella ricerca viene esplicitato il Codice Fiscale, verrà restituito il singolo risultato relativo ai dati inseriti nella ricerca. Se non esplicitato, sarà restituito l'elenco di tutte le prestazioni da accettare.



5

Accettazione prestazione (utente di laboratorio) 8

Programma screening	Livello Data	a arruol. Stato		
PROGRAMMA COLONRET	TTALE 2021 liv. 11/1	10/2021 Esame da acce	Arruola Rinuncia	Ī
i prestazioni				
restazione Livello	Struttura	Data esame	Esito Stato	
FOBT I	UNITA PROVA DEL VASTO2		- Esame da accettare	N.B. Saranno automaticamente precompilati i campi:
Accettazione	Dati Medici	Esito	Approfondimento	 Data riconsegna Data accettazione (data odierna)
i consegna kit				Utente (sarà l'utente loggato)
identificativo kit abcde		Data riconsegna 11/10/2021	Ť.	
ta accettazione				Nella sezione «Accettazione», spuntare la casella «Effettuata
/10/2021			Effettua	10 Se la prestazione non viene effettuata, lasciare libera la cas compilare il campo «Motivazione»
stivazione elezionare una motivazione			*	
Data accettazione 11/10/2021 Mativazione Selezionare una motivazione	<u> </u>		Effettua	a*
			Registrazione	11 Cliccare infine su «Registrazione»

Grazie per l'attenzione











